

سوال باقی مانده از تمرین دوم

سوال (5): حالت های A, B, M در ultrasound

حالت A mode: ساده ترین حالت است که در آن تصویر بصورت یک بگری و صفحه نمایش داده می شود. یک single transducer بدن را اسکن کرده و اطلاعات جمع آوری شده به عنوان تابعی از عمق و صفحه نشان داده می شود. برای اندازه گیری عوامل و کشف کسیت یا تومور ایده آل است.

حالت B mode: در این حالت از آرایه خطی transducer ها برای اسکن همزمان یک سطح در بدن استفاده می شود. موج های درونی توسط (سنگ) به یک تصویر (و بگری) تبدیل می شوند این حالت متداول ترین ultrasound است و به راحتی قابل تفسیر است.

یکی از کاربردهای مهمش در شناسایی ضایعات، کسیت ها یا تومورها است. بطور کلی حالت B می تواند شکل، اندازه، محل و بافت ساختارهای غیر طبیعی داخل بدن را نشان دهد.

حالت M mode: این حالت مجموعه ای از تصاویر ultrasound حالت A و B را می گیرد و از آن ها برای ایجاد یک ویدیو استفاده می کند.

این حالت به پزشکان این امکان را می دهد که دامنه حرکات را ببینند و برای تنظیم سرعت ساختارهای انجم یا مشاهده تفاوت ها در یک دوره زمانی مناسب است.

در اکوکاردیوگرافی که نیاز به تفکیک ساختارهای طرف قلب است، مناسب می باشد برای ارزیابی ضربان قلب و همچنین ارزیابی اختلالات ریتم استفاده می شود.

سوال ①:

(ا) رزولوشن در میکروسکوپ (فا) را با مفهوم minimum distance بیان می کنند
که بدین معنی است که کمترین فاصله‌ی بین (دو نقطه که توسط میکروسکوپ
می تواند تشخیص و تمیز داده شود چقدر است.


(ب)

$$\lambda = \frac{0.61 \lambda}{NA} = \frac{0.61 \lambda}{\mu \sin \alpha}$$

λ همان طول موج نوری است که می تابانیم و خب ناحیه امکان کوچک تر
کردن λ را داریم و محدود است.

در فزیت شکست میروم است که اگر ماده ای انتخاب کنیم که فزیت شکست
بیشتری داشته باشد در نتیجه نورهای بیشتری توسط objective دریافت
می شود و در نتیجه رزولوشن بیشتری خواهیم داشت.

α هم زاویه بین پرتو نور و خط عمود lens ما است یا هم نیم زاویه با
محور نوری.



(ج) همان طور که در بخش "ب" نیز گفته شد؛ برای افزایش رزولوشن می توانیم طول موج نور تابشی را کم کنیم، زاویه α را بیشتر کنیم و همچنین از ماده ای با ضریب شکست بالا بعنوان medium استفاده کنیم.

کاهش طول موج دارای محدودیت است و تا مقداری ممکن می توان طول موج نور را کم کنیم. پس به مورد دیگری موثرتر است.

برای افزایش زاویه α ، می توانیم Specimen را به لیزر نزدیک کنیم یا از عدسی با قطر بزرگتر استفاده کنیم.

برای افزایش m هم که می توان از ماده با ضریب شکست بیشتر استفاده کرد.

(د)

$$f = 600 \text{ THz} = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\mu = 2.1$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$v = f\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{6 \times 10^{14} \text{ Hz}}$$

$$\Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$d = \frac{0.61 \lambda}{\mu \sin \alpha} = \frac{0.61 \times 5 \times 10^{-7}}{2.1 \times \sin 30^\circ} = 2.90 \times 10^{-7} \text{ m} = \boxed{290 \text{ nm}}$$

سوال (2) :

(A) مبنی کار میکروسکوپ bright-field ارسال چیه موج به

سیت Specimen است. چون Specimen دارای

تفاوت t است و ضریب انکسارش بیشتر از ضریب انکسار لام

میکروسکوپ می باشد پس دچار یک تاخیر phase به اندازه

$t(n_{\text{specimen}} - n_m)$ خواهد شد و این تاخیر فاز یا retardation

باعث ایجاد کنتراست می شود.

(B) بالذات یک dark-field Condenser جلوی پر خورده

پرتوهای نور مستقیم به Specimen رای گیریم و فقط پرتوهای مایل

لحازه عبور می دهیم. با این کار باعث می شویم نور background وارد

objective مان نشود و کنتراست بهتری بگیریم. (بلک راند سیاه خواهد بود)

(C) میکروسکوپ dark-field بلیل بلک راند سیاه، کنتراست خوبی ای د

می کند و object های 25 nm هم نمایش می دهد.

در کاربردهایی که بخواهیم با magnification پایین منظر سلول ها را ببینیم

و مورفولوژی و شکل کلی سلول برای آن مهم است، استفاده می شود. مثلاً برای

PILLNOTEBOOK

بین سلول های Sperm.

(د) معایب و محدودیت‌های میکروسکوپ الکترونی عبارتند از :

۱- عدم توانایی آنالیز نمونه زنده

۲- تقویربرداری سیاه سفید

۳- هزینه بالای دستگاه، تجهیزات و نگهداری

لکن از مهم‌ترین محدودیت‌های میکروسکوپ الکترونی عدم توانایی آنالیز نمونه زنده است.

چون میکروسکوپ الکترونی برای کار کردن نیاز به خلأ بالایی دارد به این دلیل که الکترون‌هایی که برای ایجاد تقویر استفاده می‌شوند به راحتی توسط مولکول‌های موجود در هوا پراکنده می‌شوند. پس نمونه باید در خلأ قرار گیرد و نمی‌توان نمونه‌های زنده را که نیاز به هوا دارند را در این تکنیک تقویر گرفت. علاوه بر این موضوع، پرتو الکترونی مورد استفاده در میکروسکوپ الکترونی از انرژی بالایی برخوردار است. این پرتو الکترونی پرازدگی برای نمونه بیولوژیکی مخرب است. در نتیجه این قدرت تخریب الکترون‌ها، تقویربرداری از سلول‌های زنده را با میکروسکوپ الکترونی غیرممکن می‌کند.

(3) (آ) شمارش سلول‌های گلبول قرمز خون : میکروسکوپ bright field
با استفاده از لام Haemocytometer .

برای شمارش سلول‌های گلبول قرمز میکروسکوپ نوری با magnification
 $1000\times$ مناسب است که البته برای شمارش در حد $400\times$ نیز کافی
می‌باشد. پس میکروسکوپ bright field برای این منظور بکافی رود.

(ب) مشاهده‌ی هاک‌های قارچ ← میکروسکوپ bright field
برای مشاهده هاک‌های قارچ نیاز به magnification $400\times$ بصورت
مننیم داریم و با استفاده از میکروسکوپ bright field می‌توان تا
magnification $1000\times$ داشت که مناسب برای مشاهده هاک‌های قارچ
است.

(پ) تصویربرداری از ویروس کرونا : با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
انجام می‌گردد. ساینه ویروس کرونا بین 40 تا 140 نانومتر است و
برای گرفتن تصویر با زوایای بالا از میکروسکوپ الکترونی استفاده می‌شود.

(ج) مطالعه پروتئین‌های غشای سلول : میکروسکوپ STED
یکورکلی میکروسکوپ STED می‌تواند ساختارهای کوچک مثل پروتئین
را با ایمان visualize کند. حتی با STED می‌توانیم درک خوبی از
function پروتئین‌های غشای سلولی بدست آوریم.

(د) مشاهده‌ی کریستال ویتامین‌ها ← میکروسکوپ Dark field
کریستال‌های ویتامین به اندازه چند میکرومتر هستند و همچنین بصورت
شفاف هستند. پس استفاده از میکروسکوپ Dark field باعث
ایجاد کنتراست خوبی می‌شود.

(ر) تصویربرداری روبه‌جای اندامک‌های داخلی و جزئیات سلول از یک نمونه نازک:

برای این هدف می‌توانیم از میکروسکوپ الکترونی TEM استفاده کنیم که برای نمونه‌های نازک مناسب است و رزولوشن بالایی از جزئیات در اندامک‌های سلولی دهد.

(ز) تصویربرداری سه بعدی از ساختار سطح یک نمونه نسبتاً ضخیم و فیکس شده

میکروسکوپ STED یا Confocal برای نمونه‌های 3D مناسب است که می‌توانند بصورت برش‌های نوری تصویر بگیرند و مناسب برای نمونه‌های ضخیم تر هم می‌باشند.

هم چنین در میکروسکوپ Confocal از نمونه‌های فیکس شده استفاده می‌شود.

(و) تصویربرداری سه بعدی سلول‌های یک نمونه زنده و نازک

می‌توانیم از میکروسکوپ Confocal یا STED استفاده کنیم چون نیاز به تصویربرداری 3D داریم و همچنین نمونه زنده داریم.

اگر نیاز به بررسی جزئیات بیشتر با رزولوشن بالا از سلول راسته باشیم میکروسکوپ STED مناسب‌تر است.

(د) مطالعه ساختاری و عملکرد نورون‌های هیپرمی مغز به میکروسکوپ STED

برای بررسی عملکرد نورون‌ها باید از تصویربرداری live استفاده کنیم که میکروسکوپ STED امکان live را می‌دهد.

همچنین میکروسکوپ STED، رزولوشن و Contrast خوبی در نمایش جزئیات نورون‌های مغزی دارد.

۵) تهیه تصاویر هسته‌ای با تلوژی از بافت بدن:

از میکروسکوپ bright field یا fluorescence استفاده می‌شود.
یکی از دلایل این است که ماده‌های فلورسنت کمتر است خوبی در
تصاویر بافت‌ها ایجاد می‌کند. اگر نیاز به تصویر رنگی نداشته باشیم می‌توان
از bright field استفاده کرد.