## پردازش هوشمند تصاویر زیست پزشکی

**نیم سال اول ۲-۰۳** مدرس: محمدحسین رهبان



دانشگاه صنعتی شریف دانشکدهی مهندسی کامییوتر

کوییز سوم (۲۰ نمره) میکروسکوپ مدت زمان: ۲۰ دقیقه

درستی و یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید (۵ نمره).

(صحیح) بزرگنمایی کلی میکروسکوپی با دو عدسی با بزرگنماییهای  $a \times b$  ، b و  $a \times b$  ، نمایی

ب) با میکروسکوپهای نوری امکان مشاهده ی هسته ی سلول وجود ندارد. (غلط)

ج) در میکروسکوپ dark-field نور background حذف می شود. (صحیح)

د) در میکروسکوپ confocal به theoretical limit نور غلبه می شود. (غلط) در میکروسکوپ سوپررزولوشن این اتفاق می افتد.

یں ه) در میکروسکوپ الکترونی لازم نیست نمونه بسیار نازک باشد. (غلط) در میکروسکوپ TEM که میکروسکوپی الکترونی است، لازم است نمونه بسیار نازک باشد.

۲. به سوالهای زیر پاسخ کوتاه دهید (۸ نمره).

الف) منظور از specifity در مبحث میکروسکوپها چیست؟

تنها یک قسمت خاص از نمونه برای ما مهم است و میخواهیم از آن قسمت تصویربرداری کنیم.

ب) از dichroic mirror چه استفادهای می شود؟

طُول موجهای کوتاه را بازتاب داده و طُول موجهای بلند را عبور میدهد و در میکروسکوپ فلئوروسنت از آن استفاده میشود.

> ج) در تصویربرداری با میکروسکوپ confocal از چه راهی برای بالا بردن SNR استفاده می شود؟ از tube Photomultiplier استفاده می شود.

> > د) تفاوت میکروسکوپهای SEM و TEM در چیست؟

SEM الكترونهاي بازتاب شده از نمونه را دريافت ميكند اما TEM الكترونهاي عبور كرده از نمونه را.

۳. رزولوشن را تعریف کرده و رابطهی آن را بنویسید (۳ نمره).

رزولوشن در یک دستگاه تصویربرداری عبارت آست از کوچکترین فاصلهای که دو نقطهی روشن با این فاصله قابل تفکیک از یکدیگر باشند.

$$limit\ of\ resolution = \frac{0.61\lambda}{NA} = \frac{0.61\lambda}{\mu \sin\alpha}$$

۴. پس از انجام تصویربرداری فلورسنت از یک نمونه، مشاهده شده است که تصویر حالت تیره و رنگ پریده دارد. چه پدیدهای احتمالاً رخ داده است؟ برای مرتفع کردن مشکل دو راه حل را ذکر کنید (۴ نمره). احتمالاً پدیدهی Photo Bleaching رخ داده است. در این پدیده مواد فلئوروسنت پس از مدتی expose شدن به نور احتماد پدیده ی riloto Bleathing رح داده است. در این پدیده مواد فلتوروست پس از م ، excitation خاصیت خود را از دست می دهند. راههای حل این مشکل عبارتاند از: ۱) در مسیر نوری میکروسکوپ مانعی قرار داده شود تا نور تنها در لحظهی مورد نیاز بتابد. ۲) کاهش زمان exposure time تا حد امکان

- - anti-fade compound ) استفاده کردن از
    - ۴ ) استفاده کردن از مادهی فلئوروسنت بیشتر
  - ۵) استفاده از dye هایی که مقاومت بیشتری نسبت به fade شدن دارند.